

LogTag
Recorders



LogTag (ログタグ) 温度・湿度モニタリング・レコーダ

輸送中の医薬品、ワクチン、酵素、試薬、生鮮食料品等の温度管理は本当に大丈夫ですか？ もし、温度が規定範囲から外れ、上がった、下がった結果、思わぬ事故やクレーム対象になることがあります。LogTagはこれらの課題クリアにも大変役立ちます。また、ISO(アイソ)規格基準の観点からも輸送中の温度モニタリングは必須になりつつあります。

LogTag の大きさはクレジットカードサイズです！

WHO (国連世界保健機構) に承認され、WHO - ユニセフ扱い製品案内シートに LogTag 記載資格を得ております。

LogTag Temperature Recorder | LogTag 温度レコーダ



CODE #: TRIX-8
価格: 12,800 円

TRIX-8 ケース内部には、特殊な高性能温度センサーが組み込まれています。

その温度センサーが外部温度プローブとインテグレート(統合)されており、温度変化に即反応するように設計されています。

TRIX-8 の規格 <Specifications>

・温度測定範囲	-40~+85°C
・温度記録範囲	-40~+85°C
・容量	8000 の温度読取記録
・サンプル間隔タイム	30 秒~数時間 (調整可能)
・ダウンロード・タイム	5秒以内(通常)PCにより変る
・環境	IP65
・電源	3V リチウム電池
・バッテリー寿命	2~3年(通常)、~10年(休止時)
・サイズ	86mm(H)x54.5mm(W)x8.6mm(T)
・重量	35グラム
・ケース材質	ポリカーボン
・EMC コンプライアンス	EN50081-1:1992&61000-6-1:2001
・EN12380 コンプライアンス	EN12830:1999 に合致(冷凍品など)

販売

Technicon International, Inc. (東京)
Tel: 03-5834-1788 Fax: 03-5834-1789
メール info@technicon.jp

輸入元

Research & Innovation Japan Inc. 内

代理店

LogTag Humidity & Temperature Recorder (LogTag 湿度 & 温度レコーダ)



CODE HAXO-8
価格: ¥23,400

HAXO-8 は、価格面・性能面に於いても画期的です。高性能センサー(湿度・温度)が組み込まれています。別売の LogTag インターフェイスと LogTag アナライザー(フリーソフト)を使用することにより記録できます。

HAXO-8 の規格 <Specifications>

- | | |
|--------------|----------------------|
| ・ 湿度測定範囲 | ・ 0~100%RH |
| ・ 温度測定範囲 | ・ -40~+85°C |
| ・ 湿度測定誤差 | ・ 0.1%RH 以下 |
| ・ 温度測定誤差 | ・ 0.1°C 以下 |
| ・ 容量 | ・ 8000 の湿度・温度読取記録 |
| ・ サンプル間隔タイム | ・ 30秒~数時間 (調整可能) |
| ・ ダウンロード・タイム | ・ 10秒以内(通常)PCにより変る |
| ・ 環境 | ・ IP61 |
| ・ 電源 | ・ 3V リチウム電池 |
| ・ バッテリー寿命 | ・ 2~3年(通常)、~10年(休止時) |

LogTag Interface Cradles (LogTag インターフェース・クレードル)



LogTag のユニークなインターフェース・クレードルは、迅速且つ信頼の高い LogTag データを LogTag Analyser ソフトを経由して、数秒で転送することができます。

インターフェース・クレードルは USB 及び RS232 で利用できます。

価格: ¥12,700

LogTag Software (LogTag ソフトウェア : フリーのソフトウェア)

LogTag アナライザー・ソフトは、作業直前のコンフィギュレーション及び LogTag が回収された時のデータ分析のため強力且つユーザー・フレンドリーなプラットフォームを提供します。

LogTag Analyser(アナライザー) #8482のソフトは無料でダウンロードできご利用なれます。



ダウンロードは Technicon 社の

WEB から行なえます。

www.technicon.jp

